

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 10 | ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanhado de coadjuvante/adjuvante conforme constar da formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão), conforme especificação no item 14.16 das obrigações do comodante.                                                                                                                                                                                                                                     | 200                   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 11 | ORTOFTALALDEÍDO: Solução química pronto para uso manual ou em processos automatizados a base de ortoftalaldeído (OPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 12 | REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO: Solução especialmente formulada para remoção de manchas, oxidações e placas minerais em instrumentais cirúrgicos e outros materiais fabricados em aço inox.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500 litros diluídos | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 13 | VERIFICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE ATP: Ampola plástica com aproximadamente 20cm, para teste de detecção de ATP baseado na reação com enzima luciferin luciferase,                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.100                 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 14 | VERIFICADOR DE LIMPEZA DE CANULADOS ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE ATP: Ampola plástica de aproximadamente 20 cm, para teste de detecção de ATP em amostras de água, baseado na reação com enzima luciferin luciferase,                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000                 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 15 | UMIDIFICADOR: Umidificador para oxigênio medicinal contendo: copo de material plástico resistente, capacidade de 250 ml, com bico para tubo flexível, compatível com a marca PROTEC existente na FHCGV                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 16 | TESTE LAVADORA ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECTORA: indicador químico aplicado sobre um carreador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600                   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 17 | INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR TEMPERATURA DE LAVADORAS TERMODESINFECTORA para controle de termo- desinfecção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600                   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 18 | PANOS DE LIMPEZA/LIMPADORES DESCARTÁVEIS: panos de limpeza de uso prolongado específico par SECAGEM de instrumentais e FORRAÇÃO de bandejas, autoclavável, feitos de polipropileno e celulose, possuir alta capacidade de absorção de líquidos e alta resistência. Tamanho: 28 x 41,5 cm aproximadamente. Cor branca ou bege. Deverá acompanhar 02 suportes para o rolo em sistema de COMODATO conforme especificação no item 14.9 das obrigações do comodante. | 500                   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |

## LOTE 01

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | QUANT | VALOR UNITÁRIO         | VENCEDOR |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|
| 19   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama. | 110   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |
| 20   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama  | 100   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |
| 21   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama. | 100   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |
| 22   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama. | 150   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |
| 23   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama. | 60    | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |
| 24   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama. | 30    | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |
| 25   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a vapor, óxido de etileno e radiação gama. | 24    | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |          |

## LOTE II

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 26 | BOBINA DE FILME PLÁSTICO MULTILAMINADO 4 CAMADAS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. Abertura asséptica do envelope pós formado, com indicação do ponto de abertura | 200 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 27 | BOBINA DE FILME PLÁSTICO MULTILAMINADO 4 CAMADAS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. Abertura asséptica do envelope pós formado, com indicação do ponto de abertura. | 50 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 28 | BOBINA DE FILME PLÁSTICO MULTILAMINADO 4 CAMADAS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. Abertura asséptica do envelope pós formado, com indicação do ponto de abertura. | 50 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 29 | BOBINA DE FILME PLÁSTICO MULTILAMINADO 4 CAMADAS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. Abertura asséptica do envelope pós formado, com indicação do ponto de abertura  | 80 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |

## LOTE III

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 30 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL: Conjunto micronebulizador para inalação individual de OXIGÊNIO, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, contendo uma máscara plástica ADULTO com elástico, 01 copo micronebulizador com fechamento em rosca e adaptador da máscara na lateral da tampa (em "L", para melhor acomodação do paciente em decúbito no momento do procedimento) e 01 extensão.        | 100 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 31 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL: Conjunto micro nebulizador para inalação individual de e OXIGÊNIO, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, contendo uma máscara plástica INFANTIL com elástico, 01 copo micronebulizador com fechamento em rosca e adaptador da máscara na lateral da tampa (em "L", para melhor acomodação do paciente em decúbito no momento do procedimento) e 01 extensão.   | 150 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 32 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL: Conjunto micro nebulizador para inalação individual de AR COMPRIMIDO, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, contendo uma máscara plástica ADULTO com elástico, 01 copo micronebulizador com fechamento em rosca e adaptador da máscara na lateral da tampa (em "L", para melhor acomodação do paciente em decúbito, no momento do procedimento) e 01 extensão. | 100 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |

## LOTE IV

|    |                                                                                                                                                                                                           |     |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 33 | FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Conjunto para aspiração de secreção para rede de AR COMPRIMIDO contendo 01 frasco de vidro de 500ml COM A VÁLVULA, compatível com a marca PROTEC existente na FHCGV.          | 150 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 34 | FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Frasco de vidro para aspiração de secreção para rede de ar comprimido ou vácuo de 500ml que permita o encaixe das válvulas, compatível com a marca PROTEC existente na FHCGV. | 250 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 35 | FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Conjunto para aspiração de secreção para rede de VÁCUO contendo 01 frasco de vidro de 500 ml COM A VÁLVULA, compatível com a marca PROTEC existente na FHCGV.                 | 150 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |

## LOTE V

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 36 | FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Conjunto para aspiração de secreção para rede de VÁCUO contendo 01 frasco de vidro de 5 litros com altura máxima de 30 cm, COM TAMPA de borracha nitrílica e sistema de boia em polipropileno com gravação para coleta de secreção. Compatível com a marca PROTEC existente na FHCGV. | 100 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |
| 37 | FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Conjunto para aspiração de secreção para rede de VÁCUO contendo 01 frasco de vidro de 5 litros SEM TAMPA com gravação para coleta de secreção compatível com a marca PROTEC existente na FHCGV.                                                                                       | 80  | CANCELADO NA ACEITAÇÃO |